




CLIA PV 500

PadinAnalyzer

Test Panels

Cardiac Marker

- cTnI
- hs-cTnI
- * hs-cTnI II
- Myo
- * Myo II
- CK-MB
- * CK-MB II
- D-Dimer
- * D-Dimer II
- NT-proBNP
- * NT-proBNP-II

Anemia

- Folate
- Ferritin
- Vitamin B12

Food Safety

- B(a)p
- AFB1
- Capasin

Inflammation

- PCT
- IL-6
- SAA
- CRP
- HBP

Tumor Marker

- PG I
- PG II
- CEA
- AFP
- PSA
- fPSA
- CA 125
- CA 15-3
- CA 19-9
- Gastrin 17

Reproductive Health

- E2
- LH
- FSH
- HCG
- AMH
- * SHBG
- DHEA-S
- Inhibin B
- Prolactin
- Testosterone
- Progesterone

Growth

- * hGH
- * IGF-I
- IGFBP-3

Allergy

- * Total IgE

Liver Health

- CHI3L1

Autoimmunity

- IAA
- ICA
- * GADA
- IA-2A
- ZnT8A
- RF
- ANA
- dsDNA
- Anti-CCP
- tTg IgG
- tTg IgA
- DGP IgG
- DGP IgA

Thyroid

- Tg
- T3
- T4
- FT3
- FT4
- TSH
- Anti-Tg
- Anti-TPO
- Anti-TSHR

Hypertension

- ACTH
- Cortisol

Thrombosis

- PIC
- TM
- FDP
- TAT
- T-PAI.C
- D-Dimer

Glycometabolism

- Insulin
- C-peptide

Bone Metabolism

- 25-OH Vitamin D

Cerebral Apoplexy

- s100
- Lp-PLA2

● تولید شده توسط گروه آزمایشگاهی پادینا ویستا
* در حال تولید توسط گروه آزمایشگاهی پادینا ویستا


CLIA PV 500

ایمونوآنالایزر کمی لومینسانس ایمونواسی

ترکیبی از دقت و سرعت

دستگاه CLIA PV 500 از سری دستگاه‌های PadinAnalyzer یک دستگاه اتوماتیک تک تستی با بهره‌گیری از تکنولوژی کمی لومینسانس ایمونواسی می‌باشد. این سیستم ترکیبی از طراحی مدرن ایمونوآنالایز و کمی لومینسانس با حساسیت بسیار بالا است که انتخابی بسیار ویژه برای تشخیص‌های سریع، اورژانسی و آزمایشگاه‌های کوچک با دقت بسیار بالاست.

اجزاء کیت



۱. موقعیت قرارگیری نمونه




۳. کوثر و گه آنتیژن/آنتی‌بادی برچسب‌دار شده با اکری‌دینوم استر

۶. ذرات مغناطیسی پوشیده شده با آنتیژن/آنتی‌بادی

۷. محلول Pre trigger

۲، ۴، ۵. اجزاء بسته به پارامترها متفاوت هستند.

۳۶ تست بر ساعت	سرعت
۱۱ دقیقه	کوتاه ترین زمان جوابدهی
کمی لومینسانس مستقیم بر مبنای دانه های مغناطیسی	روش تشخیص
Acridinium Ester	نشانگر کمی لومینسانس
۵ جایگاه	جایگاه نمونه
5-150 μ L	حجم نمونه
سرم، پلاسما، خون کامل	نوع نمونه
۲ جایگاه ۲۴ تایی	ظرفیت بارگذاری کووت واکنش
۲ جایگاه ۶ تایی	جایگاه Reagent
کاربری: ۱۰ الی ۳۰ درجه سانتی گراد	دما
انبارش و جابجایی: ۲۰ - الی ۵۵ درجه سانتی گراد	بسته بندی Reagent
۳۰ کیت تک تستی در هر جعبه	صفحه نمایش
لمسی ۱۰،۱ اینچی	دمای انکوباسیون
۳۷ $^{\circ}$ سانتی گراد $\pm 0.3^{\circ}$	منبع تغذیه
100 - 240 V - 50/60 Hz	توان مصرفی
300VA	رطوبت محیط
$\leq 70\%$ RH	ابعاد فیزیکی
ارتفاع: 680mm عرض: 570mm طول: 550mm	وزن
55 kg	



گروه آزمایشگاهی پادینا ویستا
Padina Vista Laboratory Group



www.padinavista.com



۰۲۱-۷۱۳۸۶



padina_vista